



Testometric propose des systèmes d'essai standard pour une large gamme d'essais sur le papier. Ils comprennent des dispositifs et des logiciels spécialisés pour les essais de traction, de déchirure, de pelage, de compression, de perforation, de friction et autres, conformément aux normes internationales suivantes:

Résistance à la traction : - ENISO 1924-2, ASTM D828, BS 4415, 2782, DIN 53112, JIS P8115, TAPPI T494.


Déchirure : - ASTM D 1938

Pelage : - ISO 4578, ASTM D903, D3330, D1000, BS 3887, F88

Compression : - ISO 9895, BS 7325, DIN 54518, TAPPI T826

Perforation : - ISO 3303-A, ASTM D3787, D5748

Friction : - ASTM D 1894, BS 2782




MÂCHOIRES DE TRACTION

Une gamme de mâchoires manuelles et pneumatiques est disponible pour tous les types de tests de papier.




DISPOSITIF D'ESSAI DE TRACTION HUMIDE

Des montages spéciaux sont disponibles pour les essais de résistance des papiers et tissus à l'état humide



MESURE DU COEFFICIENT DE FRICTION

Le frottement statique et dynamique peut être mesuré en utilisant la méthode du plan horizontal dans laquelle la résistance est déterminée à l'aide d'un patin en accord avec la méthode TAPPI T 549



ESSAI DE TRACTION ZERO-SPAN

Un dispositif spécial est disponible pour effectuer un essai de traction Zero-Span selon Tappi T 231

CONTACT

LAB SOLUTIONS

9 Cours Manuel de falla Z.I. MOZART - 26000 Valence - FRANCE

+33 04 75 60 11 77 - info@labsolutions.fr - www.labsolutions.fr